



# ***ТЕРМОМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ LTA***

*Библиотека Ita.dll*

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения.....	3
1.1	Назначение.....	3
1.2	Состав .....	3
1.3	Загрузка и выгрузка библиотеки .....	3
2	Типы данных.....	4
3	Экспортируемые функции.....	6
3.1	LtaInit().....	6
3.2	LtaDeinit() .....	6
3.3	LtaIsHadleValid().....	6
3.4	LtaSetXXXHandler() .....	6
3.5	LtaEnumerate().....	7
3.6	LtaCheckoutBySerialNumber() .....	7
3.7	LtaGetSerialNumber() .....	7
3.8	LtaSend() .....	7
3.9	LtaReceive() .....	8
3.10	LtaFlushInputQueue().....	8
4	Примеры использования.....	9
4.1	Законченный пример утилиты.....	9

Настоящее описание распространяется на библиотеку [lta.dll](#) и содержит сведения, необходимые для использования библиотеки в составе прикладного программного обеспечения (ПО), предназначенного для управления работой термометра.

Библиотека распространяется бесплатно.

## **1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

### **1.1 Назначение**

1.1.1 Динамически подключаемая библиотека [lta.dll](#) предназначена для осуществления обмена данными между прикладной программой и термометрами LTA, подключенными к USB порту компьютера.

1.1.2 Библиотека совместима с операционной системой [MS Windows XP ServicePack2](#) и старше.

### **1.2 Состав**

1.2.1 Библиотека распространяется в виде трех файлов: файла библиотеки [lta.dll](#), файла статической библиотеки импорта [ltadll.lib](#) и заголовочного файла [ltadll.h](#)

### **1.3 Загрузка и выгрузка библиотеки**

1.3.1 Динамическая загрузка и выгрузка библиотеки в память использующего ее потока осуществляется стандартным способом с использованием функций [Windows LoadLibrary\(\)](#) и [FreeLibrary\(\)](#).

1.3.2 Загрузка/выгрузка библиотеки может быть выполнена неявно с использованием статической библиотеки импорта ([ltadll.lib](#)), которая должна быть подключена к проекту.

## 2 ТИПЫ ДАННЫХ

Функции библиотеки используют следующие типы данных.

```
typedef uint32_t Lta_handle;
```

Дескриптор устройства. Используется для идентификации подключенного термометра функциями библиотеки. Нулевое значение обозначает отсутствие связанного с ним термометра.

```
typedef uint32_t Lta_error;
```

Тип кода ошибки, возвращаемого функциями библиотеки.

Значения кодов ошибок определены как:

```
enum Lta_error_code
```

```
{
    lta_no_error = 0U,           // Нет ошибок.
    lta_invalid_handle = 1U,    // Указанный дескриптор неверный (например,
                                // термометр уже отключен).
    lta_win32api_error = 2U,    // Вызов функции WIN32 API (ReadFile,
                                // WriteFile, ...) завершился с ошибкой.
    lta_invalid_param = 3U,     // Параметр, переданный функции, имеет
                                // недопустимое значение.
    lta_timeout_error = 4U,     // Истек таймаут.
    lta_recv_overflow_error = 5U, // Переполнение приемного буфера. Лишние
                                // данные отброшены.
    lta_format_error = 6U      // Формат ответа термометра неверный
};
```

```
typedef void (*Lta_plug_event)(Lta_handle);
```

```
typedef void (*Lta_unplug_event)(Lta_handle);
```

```
typedef bool (*Lta_enumerate_event)(Lta_handle);
```

Типы указателей на функции обратного вызова по событиям подключения/отключения термометра и нумерации. События генерируются синхронно из `LtaEnumerate()`.

```
typedef void (*Lta_data_event)(Lta_handle h, const void* buf, uint16_t size);
```

Тип указателя на функцию обратного вызова по событию прихода данных от указанного термометра. Событие генерируется асинхронно из внутреннего вспомогательного потока чтения. Данный поток чтения запускается при установке обработчика события функцией `LtaSetDataHandler()` и останавливается при установке нулевого обработчика. Внутри обработчика может потребоваться синхронизация с основным потоком приложения. Внутри обработчика нельзя вызывать никакие другие функции библиотеки.

`h` — дескриптор термометра, от которого пришли данные;

`buf` — байтовый буфер с данными;

`size` — количество принятых байтов.

```
typedef void (*Lta_device_change_event)();
```

Тип указателя на функцию обратного вызова по событию изменения конфигурации подключенных термометров. Событие генерируется асинхронно из внутреннего вспомогательного потока при подключении или отключении термометров. В ответ на наступление события основной поток приложения может вызвать `LtaEnumerate()` и определить изменения в конфигурации термометров. Внутри обработчика может потребоваться синхронизация с основным потоком приложения. Внутри обработчика нельзя вызывать никакие другие функции библиотеки.

## 3 ЭКСПОРТИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ

Экспортируемые библиотекой функции используют соглашение о вызове `stdcall`.

Все функции библиотеки, за исключением `LtaInit()` и `LtaDeinit()`, являются потокобезопасными.

### 3.1 LtaInit()

```
bool LtaInit();
```

Выполняет инициализацию. Должна вызываться до вызова любой другой функции. Если инициализация выполнена с ошибками (результат `false`), то пользоваться остальными функциями библиотеки нельзя.

### 3.2 LtaDeinit()

```
void LtaDeinit();
```

Выполняет очистку перед завершением работы. Должна вызываться непосредственно перед выгрузкой библиотеки.

### 3.3 LtaIsHandleValid()

```
bool LtaIsHandleValid(Lta_handle h);
```

Возвращает `true`, если дескриптор `h` валидный, т.е. ссылается на подключенный термометр, `false` — в противном случае.

### 3.4 LtaSetXXXHandler()

```
void LtaSetPlugHandler(Lta_plug_event cb);
```

```
void LtaSetUnplugHandler(Lta_unplug_event cb);
```

```
void LtaSetEnumerateHandler(Lta_enumerate_event cb);
```

```
void LtaSetDeviceChangeHandler(Lta_device_change_event cb);
```

```
void LtaSetDataHandler(Lta_handle h, Lta_data_event cb);
```

Каждая из функций устанавливает обработчик на соответствующее событие. Для отключения обработчика, в функцию следует передать нулевой указатель (`cb = 0`).

Функция `LtaSetDataHandler()` устанавливает обработчик `cb` для указанного термометра `h`.

### 3.5 LtaEnumerate()

```
void LtaEnumerate();
```

Выполняет нумерацию термометров, подключенных к компьютеру. В процессе выполнения, функцией генерируются события `Lta_unplug_event` для всех термометров, отключенных с момента прошлой нумерации, `Lta_plug_event` для всех термометров, подключенных с момента прошлой нумерации и `Lta_enumerate_event` для всех термометров, подключенных на момент вызова `LtaEnumerate()`. Если обработчик события `Lta_enumerate_event` возвращает `false`, то событие `Lta_enumerate_event` для оставшихся термометров больше не генерируется.

### 3.6 LtaCheckoutBySerialNumber()

```
Lta_handle LtaCheckoutBySerialNumber(const wchar_t* serial);
```

Возвращает дескриптор термометра по его серийному номеру. Если такого термометра не обнаружено, или `serial` невалидная строка, то возвращает `0`.

`serial` — нуль terminated строка символов `wchar_t`, содержащая серийный номер термометра.

### 3.7 LtaGetSerialNumber()

```
Lta_error LtaGetSerialNumber(Lta_handle h, wchar_t* buf, uint32_t size);
```

Копирует в указанный буфер строку с серийным номером термометра. Если строка серийного номера имеет размер больше чем размер предоставленного буфера, то строка с номером обрывается. Скопированная строка всегда завершается нулевым символом.

В зависимости от успешности выполненной операции может вернуть следующие коды ошибок: `lta_no_error`, `lta_invalid_handle`, `lta_invalid_param`.

`h` — дескриптор термометра, для которого выполняется запрос.

`buf` — буфер, куда будет скопирована строка с серийным номером;

`size` — размер предоставленного буфера.

### 3.8 LtaSend()

```
Lta_error LtaSend(Lta_handle h, const void* buf, uint32_t size);
```

Отправляет указанному термометру заданное количество байт из буфера.

В зависимости от успешности выполненной операции может вернуть следующие коды ошибок: `lta_no_error`, `lta_invalid_handle`, `lta_invalid_param`, `lta_win32api_error`.

`h` — дескриптор термометра, которому посылаются данные;

`buf` — указатель на буфер с данными, который внутри функции приводится к `const uint8_t*`.

`size` — количество отправляемых байт данных;

### 3.9 LtaReceive()

```
Lta_error LtaReceive(Lta_handle h, void* buf, uint32_t size,  
                    uint32_t tm, uint32_t* recv);
```

Получает от указанного термометра и копирует в пользовательский буфер ответ термометра.

В зависимости от успешности выполненной операции может вернуть любой код ошибки.

**h** — дескриптор термометра, из которого читаются данные;

**buf** — указатель на приемный буфер, который внутри функции приводится к `uint8_t*`.

**size** — размер приемного буфера в байтах;

**tm** — величина таймаута в мс. Рекомендуемое значение 2000.

**recv** — если не ноль, то в `*recv` будет содержаться количество реально скопированных в приемный буфер байт;

Если функция вернула `lta_timeout_error` или `lta_recv_overflow_error`, то в приемном буфере могут содержаться валидные данные, полученные до возникновения ошибки. Количество таких данных сохраняется в `*recv`.

### 3.10 LtaFlushInputQueue()

```
Lta_error LtaFlushInputQueue(Lta_handle h);
```

Удаляет все непрочитанные данные из внутреннего буфера указанного термометра.

В зависимости от успешности выполненной операции может вернуть следующие коды ошибок: `lta_no_error`, `lta_invalid_handle`, `lta_win32api_error`.

**h** — дескриптор термометра, внутренний буфер которого очищается;



## 4 ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

### 4.1 Законченный пример утилиты

Пример консольной утилиты на C++, позволяющей пользователю ввести команду для термометра и вывести его ответ и любые другие данные, принятые от термометра.

```
//-----  
// filename: test_dll.cpp  
// Тест-программа для lta.dll  
// При запуске программа:  
// 1. Выполняет нумерацию ЛТА термометров и открывает первый попавшийся.  
// 2. В цикле получает команды от пользователя и выполняет их.  
//-----  
#include <tchar.h>  
#include <iostream>  
#include <string>  
#include <boost/thread/mutex.hpp>  
#include <boost/algorithm/string.hpp>  
#include "ltadll.h"  
#pragma comment(lib,"ltadll.lib")  
  
namespace  
{  
// Простейшее обеспечение потокобезопасности std::cout.  
class sync_cout  
{  
public:  
    sync_cout() { mx.lock(); }  
    ~sync_cout() { mx.unlock(); }  
  
    template<typename T>  
    sync_cout& operator<<(const T& t)  
    {  
        std::cout << t;  
        return *this;  
    }  
private:  
    static boost::mutex mx;  
};
```

```
// Прототипы обработчиков соответствующих событий.
void __stdcall on_data(Lta_handle h, const void* buf, uint16_t size);
bool __stdcall enumerate_handler(Lta_handle h);
// Печатает приглашение на ввод.
void prompt();
// Выполняет нумерацию термометров.
void do_enumeration();
// Читает ответ термометра и выводит его в консоль.
Lta_error read_ack(Lta_handle h);

// Дескриптор текущего устройства.
Lta_handle cur_dev = 0;
// Для потокобезопасности std::cout
boost::mutex sync_cout::mx;

// Объект класса на время своего существования отключает обработчик события
// Lta_data_event и включает его после своего уничтожения.
class Ondata_guard
{
public:
    Ondata_guard() { LtaSetDataHandler(cur_dev, 0); }
    ~Ondata_guard() { LtaSetDataHandler(cur_dev, on_data); }
};

} // ns

//=====
// I M P L E M E N T A T I O N
//=====

//-----
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    if ( !LtaInit() )
    {
        std::cout << "lta.dll initialization error\n";
        return 0;
    }
}
```

```
std::cout <<
    "\n\n-----\n"
    "                TERMEX LTA console example                \n"
    "Comands:\n"
    " :enum - performs enumeration for devices;\n"
    " :flush - flush input queue for the current device;\n"
    " :quit - quit the program;\n"
    "\n"
    "All other commands are sent to the current device.\n"
    "-----\n";

// Обработчик для события нумерации, в котором выбирается устройство
// для работы.
LtaSetEnumerateHandler(enumerate_handler);
// Флаг завершения работы.
bool exit = false;

// Основной цикл.
Lta_error err = lta_no_error;
while ( !exit )
{
    // Выполняется нумерация устройств.
    do_enumeration();

    // Командный цикл.
    while (true)
    {
        prompt();
        std::string cmd;
        std::getline(std::cin, cmd);
        boost::trim(cmd);
        if (cmd.empty()) continue;

        if (cmd == ":enum") break;    // Переход к основному циклу,
                                     // начинающийся с нумерации.
        else if (cmd == ":quit") { exit = true; break; }
    }
}
```

```
else if (cmd == ":flush")
{
    err = LtaFlushInputQueue(cur_dev);
    if (lta_no_error == err) sync_cout() << "OK\n";
    else if (lta_win32api_error == err)
        sync_cout() << "winAPI error.\n";
    else if (lta_invalid_handle == err)
    {
        sync_cout() << "device unplugged\n";
        break; // К нумерации.
    }
}
else
{
    // Введена строка для отправки устройству.
    // Отправка команды и получение ответа выполняется синхронно.
    Ondata_guard dg;
    cmd.push_back('\n');
    err = LtaSend(cur_dev, cmd.c_str(), cmd.size());
    if (lta_win32api_error == err || lta_invalid_handle == err)
    {
        sync_cout() << "device unplugged\n";
        break; // К нумерации.
    }
    else
    {
        // Отправка успешна, ожидаем ответ.
        err = read_ack(cur_dev);
        if (lta_win32api_error == err || lta_invalid_handle == err)
        {
            sync_cout() << "device unplugged\n";
            break; // К нумерации.
        }
        else if (lta_no_error != err)
            sync_cout() << "read ack with error: " << err;
        sync_cout() << '\n';
    }
}
}
```

```
    }
    return 0;
}

namespace
{
//-----
// Асинхронный обработчик прихода данных.
void __stdcall on_data(Lta_handle h, const void* buf, uint16_t size)
{
    // Размер данных от термометра в одном репорте не более 60 байт.
    // Буфера в 64 байта достаточно.
    char tbuf[64];
    const char* t = static_cast<const char*>(buf);
    std::copy(t, t + size, tbuf);
    if ( tbuf[size-1] == '\x04' )
        tbuf[size-1] = '\0';
    tbuf[size] = '\0';
    sync_cout() << tbuf;
}

//-----
// Обработчик события нумерации.
bool __stdcall enumerate_handler(Lta_handle h)
{
    wchar_t ser[16] = { L'\0' };
    LtaGetSerialNumber(h, ser, 16);
    std::wcout << " " << '\\' << ser << '\\' << '\n';
    if (0 == cur_dev) // Если текущее устройство еще не выбрано,
    {
        // выбираем его.
        cur_dev = h; //
        LtaSetDataHandler(h, on_data);
        return false; // Останавливаем дальнейшую нумерацию.
    }
    return true;
}
}
```

```
//-----  
// Выводит приглашение на ввод команды.  
void prompt()  
{  
    sync_cout() << "\n";  
    if (LtaIsHandleValid(cur_dev))  
    {  
        wchar_t ser[16] = { L'\0' };  
        LtaGetSerialNumber(cur_dev, ser, 16);  
        std::wcout << ser;  
    }  
    sync_cout() << ">";  
}  
  
//-----  
// Выполняет нумерацию устройств с выводом результатов.  
void do_enumeration()  
{  
    sync_cout() << "enumerating ... \n";  
    cur_dev = 0;  
    LtaEnumerate();  
    if (0 == cur_dev) sync_cout() << "no devices found.\n";  
}  
  
//-----  
// Синхронно читает ответ от термометра и выводит его в консоль.  
Lta_error read_ack(Lta_handle h)  
{  
    char buf[1024];  
    uint32_t received;  
    Lta_error res = LtaReceive(h, buf, 1024, 2000, &received);  
    if ( lta_no_error == res || res > lta_invalid_param )  
    {  
        buf[received] = '\0';  
        sync_cout() << buf;  
    }  
    return res;  
}  
}  
} // ns
```